


## Primo accesso alla stampa di un nuovo utente AVISNet

Al primo accesso di ogni utente abilitato alla stampa delle etichette è necessario configurare la stampante.

Dalla pagina di *"Sala Prelievo"*, dopo aver inserito i dati del donatore (e della donazione), si abiliteranno i tasti di *"stampa"* e *"imposta"*.



Cliccando su IMPOSTA si aprirà una finestra con i dati già configurati, vanno solo confermati. Selezionare da *"nome stampante"* la DYMO appena creata e salvare le modifiche con il tasto *"applica"*.





Selezionare la “*selezione automatica*” su ALIMENTATORE e selezionare come font del carattere 8.

Seleziona stampante

Nome stampante	Seleziona	DYMO LabelWriter 450
Alimentatore	Selezione automatica ( )	Alimentatore cartellino giallo
Righe da saltare all'inizio		Righe da saltare all'inizio
Righe da saltare alla fine		Righe da saltare alla fine
Spazi da aggiungere a sinistra		Spazi da aggiungere a sinistra
Dimensione del carattere	8	Dimensione del carattere
Numero di copie	1	
Orientamento del foglio	Verticale	

Ok Annulla

Cliccando su “ok” è possibile procedere con la stampa delle etichette.

**ATTENZIONE:** Se all’accesso di AVISNet non si dispone del tasto “IMPOSTA”, è sufficiente abilitarlo tramite “STRUMENTI” → “Configurazioni” → “Sala Prelievo (Configurazioni)” → “Mostra pulsante di scelta della stampante”.

Se non è presente la voce di strumenti, contattare l’amministratore di sistema.